


ENDO SMARTCAP^{MC} ENDO GATOR^{MC}

Tubulure d'irrigation jetable | **Examen**





LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION

Chef de file mondial en prévention des infections, seule Cantel propose le cercle complet de protection, dans un partenariat proactif optimal destiné à vous aider à supprimer le risque infectieux, rationaliser l'efficacité opérationnelle et optimiser votre réussite.

Solutions d'irrigation à usage unique pour endoscopie gastro-intestinale conçues dans un souci de sécurité du patient.

Prévention des infections

- Aucun besoin de retraitement
- Risque réduit de contamination croisée

Efficacité

- Réduit au maximum les besoins de retraitement
- Permet de développer des pratiques cohérentes

Compatibilité

- Utilisation d'insufflation de CO2 ou d'air
- Fonctionne avec toutes les pompes d'irrigation et bouteilles d'eau stériles





EXAMEN

La réduction du risque de contamination croisée des patients joue un rôle primordial dans la prévention des infections. Cantel innove en matière de produits de contrôle des infections conçus pour améliorer les résultats pour les patients, tout en augmentant l'efficacité des interventions.

ENDO SMARTCAP^{MC} ENDO GATOR^{MC}

Solutions proposant une tubulure d'irrigation jetable | **Examen**



ENDO SMARTCAP^{MC}

Tubulure jetable

- Solution jetable remplaçant la bouteille d'eau réutilisable
- Augmente les mesures de prévention des infections



ENDO GATOR^{MC}

Tubulure d'irrigation jetable

- Rentable et entièrement jetable
- Utilisation 24 heures sur 24 sans besoin de retraitement
- Augmente les mesures de prévention des infections



ENDO GATOR^{MC}

Ensemble de tubulure d'irrigation jetable

- Numéro de commande unique
- Système innovant de nettoyage et d'irrigation des lentilles
- Possibilité d'utiliser l'insufflation d'air ambiant ou de CO²

PENTAX[™]
Raccord à
usage unique



ENDO GATOR^{MC}

Tubulure d'irrigation hybride jetable

- Système combiné de nettoyage et d'irrigation des lentilles
- Utilise l'air ambiant ou le CO²
- Convient à toutes les bouteilles d'eau stériles

OLYMPUS[™]
Raccord à
usage unique



Tubulure jetable ENDO SMARTCAP^{MC}

Pour commander

Numéros de modèle Amérique du Nord	Description	Unités/bte
100145	Tubulure jetable - Pour endoscopes GI OLYMPUS SM 140/160/180 (CO ² également disponible)	10
100150	Tubulure jetable - Pour endoscopes GI OLYMPUS 100/130 (CO ² également disponible)	10
100160	Tubulure jetable - Pour endoscopes GI PENTAX SM (CO ² également disponible)	10
100165	Tubulure jetable - Pour endoscopes GI FUJIFILM SM (CO ² également disponible)	10
100141	Adaptateur - Pour coloscopes FUJIFILM 530	50

Tubulure d'irrigation jetable ENDOGATOR^{MC}

Pour commander

Numéros de modèle Amérique du Nord	Description	Units/Box
100130	Tubulure d'irrigation jetable - Pour pompes d'irrigation ENDO STRATUS ^{MC} , OLYMPUS OFF, ou ENDOSTATMC II	10
200230	Tubulure d'irrigation jetable - Pour pompes d'irrigation OLYMPUS AFU-100, OLYMPUS OFF, ERBEMD EIP2 ou EGP-100	10
200230F	Tubulure d'irrigation jetable - Pour pompe d'irrigation EGP-100 avec raccord FUJIFILM	10
100241	Raccord auxiliaire de jet d'eau à usage unique - Pour endoscopes GI OLYMPUS 140/160/180	50
100242	Raccord auxiliaire de jet d'eau à usage unique - Pour endoscopes GI PENTAX	50
100130F	Pour les pompes d'irrigation ENDO STRATUS, OLYMPUS OFF ou ENDOSTAT II pour endoscopes FUJIFILM GI	10
100135	Tubulure d'irrigation de canaux	10

Tubulure d'irrigation hybride jetable ENDOGATOR^{MC}

Pour commander

Numéros de modèle Amérique du Nord	Description	Units/Box
100605	Tubulure d'irrigation hybride avec raccord CO ² - Pour endoscopes GI OLYMPUS 140/160/180/190 avec pompes d'irrigation ENDO STRATUS, OLYMPUS OFF ou ENDOSTAT II avec raccord auxiliaire de jet d'eau 24 h/24	10
100606	Tubulure d'irrigation hybride avec raccord CO ² - Pour endoscopes GI OLYMPUS 140/160/180/190 avec pompes d'irrigation OLYMPUS AFU-100, OLYMPUS OFF, EGP-100 ou ERBEMD EIP2 avec raccord auxiliaire de jet d'eau 24 h/24	10
100608	Tubulure d'irrigation hybride avec raccord CO ² - Pour endoscopes PENTAX GI avec pompes d'irrigation EGP-100 ou ERBE EIP2	10
100609	Tubulure d'irrigation hybride avec raccord CO ² - Pour endoscopes GI OLYMPUS 140/160/180/190 avec pompes d'irrigation ENDO STRATUS, OLYMPUS OFF ou ENDOSTAT II	10
100610	Tubulure d'irrigation hybride avec raccord CO ² - Pour endoscopes GI OLYMPUS 140/160/180/190 avec OLYMPUS AFU-100, OLYMPUS OFF	10

Pour commander l'ensemble de tubulure ENDOGATOR^{MC}

Veillez communiquer avec votre conseiller des ventes Cantel pour l'ensemble à commander

ENDO SMARTCAP^{MC}, ENDOGATOR^{MC} et ENDO STRATUS^{MC} STRATUSSM sont des marques de commerce et des marques déposées de Medivators Inc. PENTAXSM est une marque déposée de Hoya Corporation. FUJIFILMSM est une marque déposée de FUJIFILM Corporation. OLYMPUSSM est une marque déposée d'Olympus Corporation. ERBESM est une marque déposée d'ERBE Elektromedizin GmbH. ENDOSTAT^{MC} est une marque de commerce de Boston Scientific Corporation.

www.cantelcanada.com

PASSER UNE COMMANDE

tél : 1.844.348.5636 téléc : 1.844.348.5637 courriel : orders@cantelmedical.ca

© 2017 Medivators Inc. P/N 50098-246D-ENCAN

